

# Taikofon Therapy, äänituntumasoitin, joka valloittaa



## Mitä? Mistä se äänikumajaa?

Se näyttää vähän tyynyltä, mutta ei se tyyny ole! Sen ääni värisee ja tuntuu iholla. Sen avulla pääsee omalle tai kaverin kanssa jaetulle äänisaarekkeelle. Sitä voi halia. Sen kanssa voi käpertyä lepäämään. Aivan kuin se olisi elävä olio kainalossa mukavasti värähdellen. Se on Taikofon Therapy, äänituntumasoitin!

“Idea Taikofonin kehittämiseen lähti keskusteluista terapeutti-kollegoiden kanssa: kun puhuimme lasten motorisesta levottomuudesta, vaikeuksista keskittyä ja nukkumisvaikeuksista, tuli meille ajatus värähtelevästä patjasta”, kertoo toimintaterapeutti Mirja Linjama. “Patjaidea muuntui sitten ajan myötä tyynyn oloiseksi, jotta sitä olisi helpompi kuljettaa mukana. Monien vaiheiden jälkeen syntyi suomalaisten lasten ja nuorten iloksi Taikofon, äänituntumasoitin.”

Taikofon Therapy on uusi tapa kuunnella musiikkia ja äänikirjoja sekä nauttia vaikka elokuvan tai pelisovellusten äänistä kaikilla aisteilla. Taikofon ei ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä sointyksikkö, joka saa ääniaallot värähtelemään niin että ne tuntuvat Taikofonin pinnassa ja siten iholla. Taikofonia on testattu jo puolitoista vuotta sekä terapia- että kotikäytössä hyvin tuloksin. Monia yksityiskohtia on hiottu ja paranneltu esille tulleiden ehdotusten myötä, esim. la-



tausjohdon sulkeminen lapsen ulottumattomiin on mahdollistettu.

Taikofon Therapy on helposti mukana kuljetettava. Ei tarvitse koko ajan pelätä, että se menee rikki, kuten monet muut tekniset soittimet tai kaiuttimet, sillä Taikofonin päällä voi maata, siitä voi halia ja heitellä. Taikofon tukee hyvin päätä, kun sen asettaa kuuntelijan päälle. Se on helppokäyttöinen. Virtakytkin on suoja-sa kangasläpän alla. Taikofonin päällisen

vetoketjun voi tarvittaessa sulkea pienellä lukolla ja näin akun latausjohtokin on piilossa.. Päällisen voi myös pestä. Jos käyttäjiä on useita voi tietenkin tarpeen mukaan laittaa Taikofonin päälle esimerkiksi tyynyliinan. Silloin on muistettava, että hyvän äänenlaadun takaa vain hyvin ilman ja äänen läpäisevä kangas.

Taikofonin äänisisältö on juuri sitä mitä haluat ja tarvitset, sillä sinä ohjaat Taikofonia vaikka tablettitietokoneella tai

älypuhelimella. Et tarvitse johtoja ja piuhoja yhdistääksesi Taikofonin omaan äänilähteeseesi, sillä se toimii langattomasti ja helposti Bluetooth-yhteyden kautta. Vain mielikuvitus on rajana Taikofonin käytössä.



Taikofon Therapy on monipuolinen terapiaväline, joka on kehitetty yhteistyössä suomalaisten eri alojen terapeuttien ja ammattilaisten kanssa ja heidän toiveidensa suuntaisesti täyttämään laadukkaan työvälineen kriteerit.

#### Terapiatyössä Taikofon:

- hyödyntää aistien yhteistoimintaa
- parantaa kehotietoisuutta äänituntuman avulla
- rauhoittaa tai vireyttää tarpeen mukaan (äänisisällön valinta)
- kiinnittää asiakkaan huomion ja syventää näin vuorovaikutusta
- auttaa keskittymään tehtäviin
- toimii terapeuttisen keskustelun apuna
- ei peitä korvia tai eristä ympäristöstä kuten kuulokkeet
- auttaa puheen ja äänneiden erottelussa
- motivoi ja palkitsee
- ilahduttaa ja hämmästyttää
- auttaa kuuntelu- tai musiikkiharrastuksessa
- on turvallinen ja helppokäyttöinen

#### Taikofonin monitaitoiseen kehittäjätiimiin kuuluvat:

Värähtelytekniikan tohtori Jukka Linjama, tuotekehitysinsinööri Tommi Immonen, kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen Mervi Heinaro, tekstiiliartesaa-ni ja erikoistoimintaterapeutti Mirja Linjama sekä tekstiili- ja vaatesuunnittelija Leena Peltokallio.